

Artikelnummer: PB89-15T
Inhalt: 1 Bogen Hauttattoos
max. Druckgröße: komplette Kartonfläche
Druckverfahren: 4c Digitaldruck
Menge: Stück

Datum:
Auftragsnummer:
Maßstab 1:1
Bemerkungen:

Hinweise zur Druckdatenerstellung:

- wir akzeptieren die Formate .ai, .pdf oder .eps
- Mindestauflösung für Bilddaten: 300 dpi
- Schriften vektorisieren
(Ausnahme: Pflichtangaben auf der Rückseite)

1. Reinigen und trocknen Sie die betreffende Hautstelle.
 2. Entfernen Sie den Oberflächenschutz auf der Vorderseite.
 3. Bildseite auf die Haut pressen.
 4. Rubbeln und befeuchten Sie das Tattoo mit einem Schwamm oder Tuch.
 5. Nach ca. 20 Sekunden das Trägerpapier vorsichtig abziehen.
 6. Tattoo trocknen lassen, nicht trocken tupfen.
- Das Tattoo kann mit Creme oder Babyöl entfernt werden.

**TEMPORÄRE
TATTOOS**

Im Trocknen vor extremer Hitze und Kälte geschützt lagern.
Nicht für Kinder unter drei Jahren. Gefahr des Verschluckens.
Nicht auf offene Hautstellen, Schienhaut, Lippen, Zunge oder Augen aufbringen.
RÖMERS Vertrieb: Kundenpflege Wellness & Care GmbH & Co. KG
WELLNESS Mont Royal, D-56941 Trarbach



Abbildungen nicht farb- und maßstabsgetreu, Verzerrungen sind computertechnisch bedingt!

Bitte bestätigen Sie uns die Druckstandskizze so schnell wie möglich, um eine schnelle Lieferung zu gewährleisten. Nach erfolgter Druckfreigabe haften wir nicht für eventuelle inhaltliche Druckfehler wie Telefonnummern etc.

Bitte sorgfältig prüfen.
Vielen Dank!